

SONO PS 1

Messaufgaben mit kleinem Bauraum und beim genauen Überprüfen der Sondenkalibrierung



Präzisionsmessstativ für UCI-Sonden. Das PS 1-Stativ bietet durch die integrierte, geschliffene Auflageplatte eine stabile und genaue Unterlage für kleine oder dünne Bauteile. Ebenso lassen sich Härtevergleichsplatten ausgezeichnet auf der Auflageplatte positionieren und/oder ankoppeln.

Die Geometrie und der einfache Aufbau des Stativs ermöglichen präzise, wiederholbare und wirtschaftliche Messungen. Das Messstativ ist für Sonden der Baugruppen SONO H geeignet.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Geführte Messung: Die geführte Messung minimiert die Bedienerabhängigkeit

Hohe Wiederholbarkeit: Sehr hohe Wiederholbarkeit der Messwerte durch stabilen Aufbau

Sondenkalibrierung & kleine, dünne Bauteile: Zum Prüfen der Sondenkalibrierung und zur Messung von kleinen oder dünnen Bauteilen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BEFESTIGUNG:	4 × Schraubfüße
MAX. HÖHE DER MESSUNG:	120 mm (SONO H10 H50 H100)
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN:	Geschliffene Auflageplatte für eine bestmögliche Messposition

foerstergroup.com



Die FOERSTER-Gruppe ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 60 Ländern weltweit vertreten. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf unserer Website.

Zentrale
Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Germany

+49 7121 140 0
info@foerstergroup.com

© Copyright 2026 – Urheberrechtshinweis: Alle Inhalte dieses Werks, insbesondere Texte, Fotos und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, liegt das Urheberrecht bei der Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Teile dieses Werks verwenden möchten.

Generiert: 2026-09-25 16:44:23